


小物トレイ取扱説明書

●品番 MMPRO4BE

各部名称と設置方法

●各部名称





眼鏡やリモコン、ティッシュケースなどの 軽いものを乗せてご使用ください。

※耐重量は2kg以下です。


重量物を乗せたり体重をかけると、トレイ が外れたり破損する恐れがあります。


●設置方法





フックの部分を手で引っぱって広げ、ウイングガード またはベッドのヘッドボードに取り付けます。





ウイングガードに取り付ける場合は、必ずベースバーに取り付け、手すり部分を避け てください。手すり部分に取り付けると、手すりを握りづらくなったり、トレイが不安定 になり、重いものを乗せると外れる恐れがあります。

そのため、サイドガードPL、PSにも取り付けないでください。

お手入れの方法

清拭する場合は、中性洗剤を水で薄め柔らかい布に浸し、よく絞ってから清拭してください。 その後残った洗剤分を水に浸して、よく絞った布で拭き取ってください。

最後に乾いた布で水滴・湿気をしっかり拭き取ってください。

※有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)やスプレータイプの殺虫剤、強塩酸洗浄剤などを使用しないでください。






注意事項



注 意

- ●必ず、ウイングガードまたはベッドのヘッドボードに取り付けてご使用ください。 ウイングガードに取り付ける場合は、必ずベースバーに取り付け、手すり部分は 避けてください。
- ●重量物を置かないでください。また、もたれ掛かったりしないでください。
- ●ベッドの内側に向けて取り付けないでください。
- ●本来の目的以外に使用しないでください。



▲内側に向けて取り付けないでください。

仕 様

●サイズ:縦17cm×横27.5cm

●重 量: 0.24kg ●耐重量: 2.0kg以下 ●素 材:ポリプロピレン

開発・製造元



※ 健康用品事業本部にて 取得しています。

株式会社 崔旭青二

健康用品事業本部

www.molten.co.jp/health 東京 札幌 仙台 名古屋 大阪 広島 福岡 製品他、各種お問い合せは 〒739-1794 広島市安佐北区口田南2-18-12

TEL.082-842-9975 FAX 550 120-769-123 E-mail:health@molten.co.jp